

# KERN 304-09

# KERN

Gewichtssatz, E1, 1 g - 10 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Holzetui



Artikelnummer für garantierte Plus-  
Abweichung 921-222

Piktogramme

STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	304

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 10 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	540×200×240 mm
Anzahl Gewichte	17
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui
Material	Edelstahl poliert

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	540×200×240 mm
Nettogewicht	30,61 kg
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	32 kg
Bruttogewicht ca.	34 kg
Versandgewicht	32,5 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-222
--------------------------------------	---------