

KERN 304-09

KERN

Conjunto de pesos, E1, 1 g - 10 kg, Botão, Aço inox polido, numa caixa de madeira



Pictogramas

STANDARD



Categoria

| | |
|----------------------|-------------------|
| Marca | KERN |
| Categoria de produto | Conjunto de pesos |
| Grupo de produto | OIML E1 |
| Família de produto | 304 |

Sistema de medição

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Peso de teste - valor nominal | 1 g - 10 kg |
| Peso de teste OIML classe | E1 |

Desenho

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Forma de construção peso | Botão |
| Dimensões (L×P×A) | 540×200×240 mm |
| Número de pesos | 17 |
| Estojo do conjunto de pesos | numa caixa de madeira |
| Material | Aço inox polido |

Embalagem e expedição

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Leitura força [d] (N) | 2 d |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 540×200×240 mm |
| Peso líquido | 30,61 kg |
| Método de envio | Transportadoras |
| Peso líquido aprox. | 32 kg |
| Peso bruto aprox. | 34 kg |
| Peso de envio | 32,5 kg |

Serviços

| | |
|---|---------|
| Número do artigo para calibração DAkkS | 963-222 |
| Número do artigo para desvio Plus garantido | 921-222 |