

# KERN 304-096

**KERN**

Gewichtssatz, E1, 1 g - 10 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



## Piktogramme

STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	304

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 10 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	610×260×235 mm
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Material	Edelstahl poliert

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	610×260×235 mm
Nettogewicht	23,9 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	24 kg
Bruttogewicht ca.	28 kg
Versandgewicht	28 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-222
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-222