

KERN 307-09

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 500 g, Knop, Roestvrij staal gepolijst



Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-239
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-239

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	307

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	500 g
Testgewicht - volume (cm ³)	62,5
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,7813
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,25 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7934
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8067
Testgewicht OIML klasse	E1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	38×63 mm
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	38×38×63 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,5 kg