

# KERN 307-09

# KERN

Peso individual, Classe OIML E1, 500 g, Botão, Aço inox polido



## Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS 963-239

Número do artigo para desvio Plus garantido 921-239

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML E1
Família de produto	307

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	500 g
Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )	62,5
Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> )	0,7813
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,25 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	7934
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	8067
Peso de teste OIML classe	E1

## Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	38×63 mm
Material	Aço inox polido

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	38×38×63 mm
Peso líquido	0,5 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	0,50 kg
Peso de envio	0,5 kg