

# KERN 307-11

Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 1 kg, Knopf, Edelstahl poliert



## Dienstleistungen

|   |         |
|---|---------|
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung          | 963-241 |
| Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung | 921-241 |

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Kategorie

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Marke            | KERN          |
| Produktkategorie | Einzelgewicht |
| Produktgruppe    | OIML E1       |
| Produktfamilie   | 307           |

## Messsystem

|   |        |
|---|--------|
| Prüfgewicht - Nennwert                                | 1 kg   |
| Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )              | 125    |
| Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> ) | 1,5625 |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)                    | 0,5 mg |
| Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)                     | 7934   |
| Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)                     | 8067   |
| OIML-konform  | ✓      |
| Gewicht OIML-Klasse                                   | E1     |

## Bauform

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Bauform Gewicht   | Knopf             |
| Abmessungen (Ø×H) | 48×80 mm          |
| Material          | Edelstahl poliert |

## Verpackung & Versand

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Lieferzeit                     | 1 d         |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 48×48×80 mm |
| Nettogewicht                   | 1 kg        |
| Versandart                     | Paketdienst |
| Nettogewicht ca.               | 1,00 kg     |
| Bruttogewicht ca.              | 1,00 kg     |
| Versandgewicht                 | 1 kg        |