

KERN 307-11

KERN

Poids individuel, Classe OIML E1, 1 kg, Bouton, Inox poli



Services

Numéro d'article pour étalonnage
DAkkS 963-241

Numéro d'article pour écart positif
garanti 921-241

Pictogrammes

STANDARD



OPTION



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML E1
Famille de produits	307

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 kg
Poid de contrôle - volume (cm ³)	125
Poid de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	1,5625
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	0,5 mg
Poid de contrôle - Densité [Min] (OIML)	7934
Poid de contrôle - Densité [Max] (OIML)	8067
Poid de contrôle OIML classe	E1

Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (Ø×H)	48×80 mm
Matériau	Inox poli

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	48×48×80 mm
Poids net	1 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,00 kg
Poids brut env.	1,00 kg
Poids d'expédition	1 kg