

# KERN 307-11

**KERN**

Peso singolo, classe OIML E1, 1 kg, Pulsante, Acciaio inossidabile lucidato



Peso lordo ca.	1,00 kg
Peso di spedizione	1 kg

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-241
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-241

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML E1
Famiglia di prodotti	307

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 kg
Peso di calibrazione - volume (cm <sup>3</sup> )	125
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm <sup>3</sup> )	1,5625
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	0,5 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	7934
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	8067
Peso di calibrazione OIML classe	E1

## Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	48×80 mm
Materiale	Acciaio inossidabile lucidato

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	48×48×80 mm
Peso netto	1 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,00 kg