

KERN 307-11

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 1 kg, Knop, Roestvrij staal gepolijst



Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-241
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-241

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	307

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 kg
Testgewicht - volume (cm ³)	125
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	1,5625
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,5 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7934
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8067
Testgewicht OIML klasse	E1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	48×80 mm
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	48×48×80 mm
Nettogewicht	1 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Brutogewicht ca.	1,00 kg
Verzendgewicht	1 kg