

# KERN 307-11

**KERN**

Peso individual, Classe OIML E1, 1 kg, Botão, Aço inox polido



## Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS 963-241

Número do artigo para desvio Plus garantido 921-241

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



## Categoria

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Marca                | KERN            |
| Categoria de produto | Peso individual |
| Grupo de produto     | OIML E1         |
| Família de produto   | 307             |

## Sistema de medição

|   |        |
|---|--------|
| Peso de teste - valor nominal                       | 1 kg   |
| Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )           | 125    |
| Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> ) | 1,5625 |
| Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)    | 0,5 mg |
| Peso de teste - densidade [min] (OIML)              | 7934   |
| Peso de teste - densidade [Max] (OIML)              | 8067   |
| Peso de teste OIML classe                           | E1     |

## Desenho

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Forma de construção peso | Botão           |
| Dimensões (Ø×A)          | 48×80 mm        |
| Material                 | Aço inox polido |

## Embalagem e expedição

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Leitura força [d] (N)          | 1 d                   |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 48×48×80 mm           |
| Peso líquido                   | 1 kg                  |
| Método de envio                | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox.            | 1,00 kg               |
| Peso bruto aprox.              | 1,00 kg               |
| Peso de envio                  | 1 kg                  |