

# KERN 307-12

**KERN**

Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 2 kg, Knopf, Edelstahl poliert



## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-242
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-242

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	307

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	2 kg
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	250
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	3,125
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	1 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7934
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8067
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	60×100 mm
Material	Edelstahl poliert

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	60×60×100 mm
Nettogewicht	2 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	2,0 kg
Bruttogewicht ca.	2,0 kg
Versandgewicht	2 kg