

KERN 307-12

Pesas individuales, Clase OIML E1, 2 kg, Botón, Acero inoxidable pulido



Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	963-242
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-242

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML E1
Familia de productos	307

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	2 kg
Peso de control - volumen (cm ³)	250
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	3,125
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	1 mg
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	7934
Peso de control - Densidad [Max] (OIML)	8067
Peso de control OIML clase	E1

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	60×100 mm
Material	Acero inoxidable pulido

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	60×60×100 mm
Peso neto	2 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	2,0 kg
Peso bruto aprox.	2,0 kg
Peso de envío	2 kg