

KERN 307-13

Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 5 kg, Knopf, Edelstahl poliert



Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-243
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-243

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	307

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	5 kg
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	625
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	7,8125
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	2,5 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7934
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8067
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	80×140 mm
Material	Edelstahl poliert

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	80×80×140 mm
Nettogewicht	5 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Bruttogewicht ca.	5,0 kg
Versandgewicht	5 kg