

KERN 307-13

KERN

Peso singolo, classe OIML E1, 5 kg, Pulsante, Acciaio inossidabile lucidato



Peso lordo ca.	5,0 kg
Peso di spedizione	5 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-243
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-243

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML E1
Famiglia di prodotti	307

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	5 kg
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	625
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	7,8125
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	2,5 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	7934
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	8067
Peso di calibrazione OIML classe	E1

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	80×140 mm
Materiale	Acciaio inossidabile lucidato

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	80×80×140 mm
Peso netto	5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	5,0 kg