

KERN 307-13

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 5 kg, Knop, Roestvrij staal gepolijst



Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-243
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-243

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	307

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	5 kg
Testgewicht - volume (cm ³)	625
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	7,8125
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	2,5 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7934
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8067
Testgewicht OIML klasse	E1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	80×140 mm
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	80×80×140 mm
Nettogewicht	5 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Brutogewicht ca.	5,0 kg
Verzendgewicht	5 kg