

# KERN 307-13

**KERN**

Peso individual, Classe OIML E1, 5 kg, Botão, Aço inox polido



## Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	963-243
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-243

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML E1
Família de produto	307

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	5 kg
Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )	625
Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> )	7,8125
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	2,5 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	7934
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	8067
Peso de teste OIML classe	E1

## Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	80×140 mm
Material	Aço inox polido

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	80×80×140 mm
Peso líquido	5 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	5,0 kg
Peso bruto aprox.	5,0 kg
Peso de envio	5 kg