

# KERN 307-14

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 10 kg, Knop, Roestvrij staal gepolijst



## Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-244
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-244

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	307

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	10 kg
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	1250
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	15,625
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	5 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7934
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8067
Testgewicht OIML klasse	E1

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	100×185 mm
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	100×100×185 mm
Nettogewicht	10 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Brutogewicht ca.	10 kg
Verzendgewicht	10 kg