

# KERN 307-15

**KERN**

Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 20 kg, Knopf, Edelstahl poliert



## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-245
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-245

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	307

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	20 kg
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	2500
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	31,25
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	10 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7934
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8067
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	129×230 mm
Material	Edelstahl poliert

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	129×129×227 mm
Nettogewicht	20 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	20 kg
Bruttogewicht ca.	20 kg
Versandgewicht	20 kg