

KERN 307-15

KERN

Peso singolo, classe OIML E1, 20 kg, Pulsante, Acciaio inossidabile lucidato



Peso lordo ca.	20 kg
Peso di spedizione	20 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-245
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-245

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML E1
Famiglia di prodotti	307

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	20 kg
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	2500
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	31,25
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	10 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	7934
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	8067
Peso di calibrazione OIML classe	E1

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	129×230 mm
Materiale	Acciaio inossidabile lucidato

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	129×129×227 mm
Peso netto	20 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	20 kg