

KERN 307-15

KERN

Peso individual, Classe OIML E1, 20 kg, Botão, Aço inox polido



Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS 963-245

Número do artigo para desvio Plus garantido 921-245

Pictogramas

STANDARD



OPTION



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML E1
Família de produto	307

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	20 kg
Peso de teste - volume (cm ³)	2500
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	31,25
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	10 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	7934
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	8067
Peso de teste OIML classe	E1

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	129×230 mm
Material	Aço inox polido

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	129×129×227 mm
Peso líquido	20 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	20 kg
Peso bruto aprox.	20 kg
Peso de envio	20 kg