

KERN 307-16

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 50 kg, Knopf, Edelstahl poliert



Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-246
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-246

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	307

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	50 kg
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	6250
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	78,125
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	25 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7934
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8067
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	178×298 mm
Material	Edelstahl poliert

Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	178×178×298 mm
Nettogewicht	50 kg
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	50 kg
Bruttogewicht ca.	50 kg
Versandgewicht	50 kg