

KERN 307-16

KERN

Peso singolo, classe OIML E1, 50 kg, Pulsante, Acciaio inossidabile lucidato



Peso lordo ca.	50 kg
Peso di spedizione	50 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-246
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-246

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML E1
Famiglia di prodotti	307

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	50 kg
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	6250
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	78,125
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	25 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	7934
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	8067
Peso di calibrazione OIML classe	E1

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	178×298 mm
Materiale	Acciaio inossidabile lucidato

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	178×178×298 mm
Peso netto	50 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	50 kg