

KERN 307-16

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 50 kg, Knop, Roestvrij staal gepolijst



Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-246
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-246

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	307

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	50 kg
Testgewicht - volume (cm ³)	6250
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	78,125
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	25 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7934
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8067
Testgewicht OIML klasse	E1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	178×298 mm
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	178×178×298 mm
Nettogewicht	50 kg
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	50 kg
Brutogewicht ca.	50 kg
Verzendgewicht	50 kg