

KERN 308-31

KERN

Milligramgewicht, E1, 1 mg, =ATTRVAL("weightShape")), roestvrij staal gepolijst (OIML)



Verzendgewicht 0,1 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkS-
kalibratie 962-251

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	308

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg
Testgewicht - volume (cm ³)	0,0001
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0001
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,003 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	2300
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	100000
Testgewicht OIML klasse	E1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Draad
Afmetingen gewicht (B×D×H)	5×5×2 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	5×5×2 mm
Nettogewicht	0,01 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg