

KERN 308-37

KERN

Milligrammgewicht, E1, 100 mg, Draht, Edelstahl poliert (OIML)



Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-257

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	308

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	100 mg
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	0,0125
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0003
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,005 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	4400
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	100000
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1

Bauform

Bauform Gewicht	Draht
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	9×9×3 mm
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	9×9×3 mm
Nettogewicht	0,0001 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg