

# KERN 308-37

**KERN**

Milligramgewicht, E1, 100 mg, =ATTRVAL("weightShape"), roestvrij staal gepolijst (OIML)



Verzendgewicht 0,1 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie 962-257

## Pictogrammen

## STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	308

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	100 mg
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	0,0125
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,0003
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,005 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	4400
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	100000
Testgewicht OIML klasse	E1

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Draad
Afmetingen gewicht (B×D×H)	9×9×3 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	9×9×3 mm
Nettogewicht	0,0001 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg