

KERN 308-39

KERN

Milligrammgewicht, E1, 500 mg, Draht, Edelstahl poliert (OIML)



Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 962-259

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	308

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	500 mg
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	0,0625
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0013
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,008 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	6300
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	10900
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1

Bauform

Bauform Gewicht	Draht
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	15×15×4 mm
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	15×15×4 mm
Nettogewicht	0,0005 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg