

KERN 308-39

KERN

Milligramgewicht, E1, 500 mg, =ATTRVAL("weightShape"), roestvrij staal gepolijst (OIML)



Verzendgewicht 0,1 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 962-259

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	308

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	500 mg
Testgewicht - volume (cm ³)	0,0625
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0013
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,008 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	6300
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	10900
Testgewicht OIML klasse	E1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Draad
Afmetingen gewicht (B×D×H)	15×15×4 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	15×15×4 mm
Nettogewicht	0,0005 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg