

KERN 308-39

KERN

Pesos de miligramas, E1, 500 mg, Fio, aço inox polido (OIML)



Serviços

Número do artigo para calibração
DAkKS 962-259

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML E1
Família de produto	308

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	500 mg
Peso de teste - volume (cm ³)	0,0625
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,0013
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,008 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	6300
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	10900
Peso de teste OIML classe	E1

Desenho

Forma de construção peso	Fio
Dimensões peso (L×P×A)	15×15×4 mm
Material	aço inox polido (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	15×15×4 mm
Peso líquido	0,0005 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg