

KERN 308-42

KERN

Milligrammgewichtssatz, E1, 1 mg - 500 mg, Draht, Edelstahl poliert, im Kunststoff-Etui



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

| | |
|------------------|--------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Gewichtssatz |
| Produktgruppe | OIML E1 |
| Produktfamilie | 308 |

Messsystem

| | |
|------------------------|---------------|
| Prüfgewicht - Nennwert | 1 mg - 500 mg |
| OIML-konform | ✓ |
| Gewicht OIML-Klasse | E1 |

Bauform

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Bauform Gewicht | Draht |
| Abmessungen (B×T×H) | 136×53×22 mm |
| Anzahl Gewichte | 12 |
| Etui des Gewichtssatzes | im Kunststoff-Etui |
| Material | Edelstahl poliert |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 136×53×22 mm |
| Nettogewicht | 0,1 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,10 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,10 kg |
| Versandgewicht | 0,1 kg |

Dienstleistungen

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung | 962-250 |
|--------------------------------------|---------|