

KERN 308-42

KERN

Jeu de poids milligrammes, E1, 1 mg - 500 mg, Fil de presse, Inox poli, dans un étui en plastique



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML E1
Famille de produits	308

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg - 500 mg
Poid de contrôle OIML classe	E1

Forme de construction

Forme poid	Fil de presse
Dimensions (L×P×H)	136×53×22 mm
Nombre de poids	13
Étui du jeu de poids	dans un étui en plastique
Matériau	Inox poli

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	136×53×22 mm
Poids net	0,09 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,10 kg
Poids brut env.	0,10 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-250
--	---------