

KERN 308-42

KERN

Conjunto de pesos de miligramas, E1, 1 mg - 500 mg, Fio, Aço inox polido, em caixa plástica



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML E1
Família de produto	308

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg - 500 mg
Peso de teste OIML classe	E1

Desenho

Forma de construção peso	Fio
Dimensões (L×P×A)	136×53×22 mm
Número de pesos	13
Estojo do conjunto de pesos	em caixa plástica
Material	Aço inox polido

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	136×53×22 mm
Peso líquido	0,09 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,10 kg
Peso de envio	0,1 kg

Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	962-250
--	---------