

KERN 308-426

KERN

Milligrammgewichtssatz, E1, 1 mg - 500 mg, Draht, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	308

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg - 500 mg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1

Bauform

Bauform Gewicht	Draht
Abmessungen (B×T×H)	165×158×37 mm
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Material	Edelstahl poliert

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	165×158×37 mm
Nettogewicht	0,31 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,35 kg
Bruttogewicht ca.	0,35 kg
Versandgewicht	0,31 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-250
--------------------------------------	---------