

# KERN 308-426

# KERN

Juego de pesas de miligramos, E1, 1 mg - 500 mg, Cableado, Acero inoxidable pulido, en un estuche de aluminio



## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML E1
Familia de productos	308

## Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 mg - 500 mg
Peso de control OIML clase	E1

## Diseño

Forma constructiva pesa	Cableado
Dimensiones (A×P×A)	165×158×37 mm
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio
Material	Acero inoxidable pulido

## Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	165×158×37 mm
Peso neto	0,31 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,35 kg
Peso bruto aprox.	0,35 kg
Peso de envío	0,31 kg

## Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-250
---	---------