

# KERN 308-426

# KERN

Kit di pesi di milligrammi, E1, 1 mg - 500 mg, Filo, Acciaio inossidabile lucidato, in valigetta di alluminio



Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML E1
Famiglia di prodotti	308

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 mg - 500 mg
Peso di calibrazione OIML classe	E1

## Design

Struttura peso	Filo
Dimensioni (L×P×A)	165×158×37 mm
Astuccio del set di pesi	in valigetta di alluminio
Materiale	Acciaio inossidabile lucidato

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	165×158×37 mm
Peso netto	0,31 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,35 kg
Peso lordo ca.	0,35 kg
Peso di spedizione	0,31 kg

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkks	962-250
---	---------