

KERN 308-426

KERN

Milligramgewichtenset, E1, 1 mg - 500 mg, =ATTRVAL("weightShape")), Roestvrij staal gepolijst, in aluminium behuizing



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	308

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg - 500 mg
Testgewicht OIML klasse	E1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Draad
Afmetingen (B×D×H)	165×158×37 mm
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	165×158×37 mm
Nettogewicht	0,31 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,35 kg
Brutogewicht ca.	0,35 kg
Verzendgewicht	0,31 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-250
-------------------------------------	---------