

KERN 312-024

KERN

Gewichtenset, E2, 1 g - 50 g, Compacte vorm, roestvrij staal gepolijst (OIML), in een kunststof koffer



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	312

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 50 g
Testgewicht OIML klasse	E2

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Compacte vorm
Afmetingen (B×D×H)	250×210×75 mm
Aantal gewichten	8
Etui van gewichtenset	in een kunststof koffer
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	250×210×75 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	0,50 kg
Verzendgewicht	0,8 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-315
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-315