

# KERN 312-026

# KERN

Gewichtssatz, E2, 1 g - 50 g, Kompaktform, Edelstahl poliert (OIML), im Aluminiumetui



## Piktogramme

### STANDARD



### Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	312

### Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 50 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

### Bauform

Bauform Gewicht	Kompaktform
Abmessungen (B×T×H)	165×120×75 mm
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Material	Edelstahl poliert (OIML)

### Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	165×120×75 mm
Nettogewicht	0,54 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,55 kg
Bruttogewicht ca.	0,80 kg
Versandgewicht	0,8 kg

### Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-315
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-315