

# KERN 312-026

**KERN**

Kit di pesi, E2, 1 g - 50 g, Forma compatta, acciaio inossidabile lucidato (OIML), in valigetta di alluminio



Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	OIML E2
Famiglia di prodotti	312

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	1 g - 50 g
Peso di calibrazione OIML classe	E2

## Design

Struttura peso	Forma compatta
Dimensioni (L×P×A)	165×120×75 mm
Astuccio del set di pesi	in valigetta di alluminio
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	165×120×75 mm
Peso netto	0,54 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,55 kg
Peso lordo ca.	0,80 kg
Peso di spedizione	0,8 kg

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkks	962-315
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-315