

KERN 312-034

KERN

Gewichtssatz, E2, 1 g - 100 g, Kompaktform, Edelstahl poliert (OIML), im Kunststoffkoffer

Artikelnummer für garantierte Plus-
Abweichung 921-316

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	312

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 100 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

Bauform

Bauform Gewicht	Kompaktform
Abmessungen (B×T×H)	250×210×75 mm
Anzahl Gewichte	9
Etui des Gewichtssatzes	im Kunststoffkoffer
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	250×210×75 mm
Nettogewicht	0,6 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,60 kg
Bruttogewicht ca.	0,60 kg
Versandgewicht	0,8 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-316
--------------------------------------	---------