

KERN 312-034

KERN

Conjunto de pesos, E2, 1 g - 100 g, Forma compacta, aço inox polido (OIML), num estojo plástico



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML E2
Família de produto	312

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 100 g
Peso de teste OIML classe	E2

Desenho

Forma de construção peso	Forma compacta
Dimensões (L×P×A)	250×210×75 mm
Número de pesos	9
Estojo do conjunto de pesos	num estojo plástico
Material	aço inox polido (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	250×210×75 mm
Peso líquido	0,6 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,60 kg
Peso bruto aprox.	0,60 kg
Peso de envio	0,8 kg

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	962-316
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-316