

KERN 312-036

KERN

Jeu de poids, E2, 1 g - 100 g, Forme compacte, inox poli (OIML), dans un boîtier en aluminium



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

| | |
|-----------------------|--------------|
| Marque | KERN |
| Catégorie de produits | Jeu de poids |
| Groupe de produit | OIML E2 |
| Famille de produits | 312 |

Système de mesure

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Poid de contrôle - valeur nominale | 1 g - 100 g |
| Poid de contrôle OIML classe | E2 |

Forme de construction

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Forme poid | Forme compacte |
| Dimensions (L×P×H) | 165×125×75 mm |
| Étui du jeu de poids | dans un boîtier en aluminium |
| Matériau | inox poli (OIML) |

Emballage & expédition

| | |
|------------------------------|------------------|
| Lecture force [d] (N) | 1 d |
| Dimensions emballage (L×P×H) | 165×125×75 mm |
| Poids net | 0,65 kg |
| Mode de livraison | Service de colis |
| Poids net env. | 0,65 kg |
| Poids brut env. | 0,90 kg |
| Poids d'expédition | 0,9 kg |

Services

| | |
|---|---------|
| Numéro d'article pour étalonnage DAkkS | 962-316 |
| Numéro d'article pour écart positif garanti | 921-316 |