

# KERN 312-036

**KERN**

Gewichtenset, E2, 1 g - 100 g, Compacte vorm, roestvrij staal gepolijst (OIML), in aluminium behuizing



## Pictogrammen

### STANDARD



### Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	312

### Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 100 g
Testgewicht OIML klasse	E2

### Ontwerp

Bouwworm gewicht	Compacte vorm
Afmetingen (B×D×H)	165×125×75 mm
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

### Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	165×125×75 mm
Nettogewicht	0,65 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,65 kg
Brutogewicht ca.	0,90 kg
Verzendgewicht	0,9 kg

### Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	962-316
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-316