

# KERN 312-044

# KERN

Gewichtssatz, E2, 1 g - 200 g, Kompaktform, Edelstahl poliert (OIML), im Kunststoffkoffer

Artikelnummer für garantierte Plus-  
Abweichung 921-317

Piktogramme

STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	312

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 200 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

## Bauform

Bauform Gewicht	Kompaktform
Abmessungen (B×T×H)	250×210×75 mm
Anzahl Gewichte	11
Etui des Gewichtssatzes	im Kunststoffkoffer
Material	Edelstahl poliert (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	250×210×75 mm
Nettogewicht	0,94 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,95 kg
Bruttogewicht ca.	0,95 kg
Versandgewicht	0,94 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-317
--------------------------------------	---------