

KERN 312-046

KERN

Gewichtenset, E2, 1 g - 200 g, Compacte vorm, roestvrij staal gepolijst (OIML), in aluminium behuizing



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	312

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 200 g
Testgewicht OIML klasse	E2

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Compacte vorm
Afmetingen (B×D×H)	190×130×80 mm
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	190×130×80 mm
Nettogewicht	0,9 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,90 kg
Brutogewicht ca.	1,2 kg
Verzendgewicht	1,1 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-317
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-317