

# KERN 312-056

**KERN**

Conjunto de pesos, E2, 1 g - 500 g, Forma compacta, aço inox polido (OIML), em caixa de alumínio



## Pictogramas

STANDARD



### Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML E2
Família de produto	312

### Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 500 g
Peso de teste OIML classe	E2

### Desenho

Forma de construção peso	Forma compacta
Dimensões (L×P×A)	210×140×98 mm
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio
Material	aço inox polido (OIML)

### Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	210×140×98 mm
Peso líquido	1,6 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,6 kg
Peso bruto aprox.	2,0 kg
Peso de envio	2 kg

### Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	962-318
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-318