

# KERN 312-076

**KERN**

Gewichtssatz, E2, 1 g - 2 kg, Kompaktform, Edelstahl poliert (OIML), im Aluminiumetui



## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	312

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 2 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

## Bauform

Bauform Gewicht	Kompaktform
Abmessungen (B×T×H)	278×180×138 mm
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Material	Edelstahl poliert (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	278×180×138 mm
Nettogewicht	5,15 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	6 kg
Bruttogewicht ca.	6 kg
Versandgewicht	5,55 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-320
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-320