

KERN 312-076

KERN

Gewichtenset, E2, 1 g - 2 kg, Compacte vorm, roestvrij staal gepolijst (OIML), in aluminium behuizing



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	312

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 2 kg
Testgewicht OIML klasse	E2

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Compacte vorm
Afmetingen (B×D×H)	278×180×138 mm
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	278×180×138 mm
Nettogewicht	5,15 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	6 kg
Brutogewicht ca.	6 kg
Verzendgewicht	5,55 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-320
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-320