

KERN 312-084

KERN

Gewichtssatz, E2, 1 g - 5 kg, Kompaktform, Edelstahl poliert (OIML), im Kunststoffkoffer



Artikelnummer für garantierte Plus-
Abweichung 921-321

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	312

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 5 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

Bauform

Bauform Gewicht	Kompaktform
Abmessungen (B×T×H)	350×320×180 mm
Anzahl Gewichte	16
Etui des Gewichtssatzes	im Kunststoffkoffer
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	350×320×180 mm
Nettogewicht	12,69 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	13 kg
Bruttogewicht ca.	13 kg
Versandgewicht	12,69 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-321
--------------------------------------	---------