

KERN 313-010-600

KERN

Aluminium beschermd etui voor gewichtensets (Breukprogramma, 1 mg - 500 mg)



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Koffers & Euis
Productgroep	Aluminium beschermd etui

Meetsysteem

Geval geschikt voor OIML-klassen	E1 - M2
Geval geschikt voor nominale gewichtswaarden	1 mg - 500 mg
Geschikt gewichtsonwerp voor koffer	Breukprogramma

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	165×158×37 mm
Materiaal	aluminium

Verpakking & verzending

Aflesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	165×158×37 mm
Nettogewicht	0,3 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Brutogewicht ca.	0,30 kg
Verzendgewicht	0,3 kg

Pictogrammen

STANDARD

